

Link do produktu: <https://akmed.pl/sznurowana-orteza-ledzwiowo-krzyzowa-ar-so-03-p-2567.html>

Sznurowana orteza lędźwiowo krzyżowa AR- SO-03



Numer katalogowy	AR-SO-03
------------------	-----------------

Producent	Reh4Mat
-----------	----------------

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Sznorówka lędźwiowo – krzyżowa AR-SO-03 została wykonana z nieelastycznych materiałów, wyposażono ją w system sznurowania bocznego i dzięki temu zdecydowanie poprawia się jej funkcjonalność, zakres stabilizacji oraz komfort użytkowania.

Orteza została zaprojektowana dużo bardziej anatomicznie, dzięki czemu wyrób dokładniej dopasowuje się do każdej sylwetki oraz dużo lepiej stabilizuje odcinek krzyżowo – lędźwiowy kręgosłupa.

Zapięcia wyrobu wykonano w nowy asymetryczny sposób. Rozwiązanie to pozwala na lepsze dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta w zakresie jednego rozmiaru.

Prawidłowo dopasowana orteza, ze względu na swoją nieelastyczność, cechuje się bardzo wysokim poziomem stabilizacji. Tworzy obręcz lędźwiowo-krzyżową, wyposażoną z jednej strony w system półsztywnych stalek ortopedycznych, z drugiej zaś w pelotę brzuszłą.

Części boczne ortezy zostały wykonane z przestrzennej dzianiny ActivSpace i zostały wyposażone w plastikowe fiszbiny ortopedyczne. Zastosowanie dzianiny przestrzennej poprawia komfort użytkowania wyrobu i pozwala na swobodne oddychanie skóry pacjenta.

W celu precyzyjnego dopasowania ortezy do pacjenta i ustalenia właściwego poziomu jej stabilizacji, w wyrobie zainstalowano dwa zespoły podwójnych taśm sznurowanych, zakończonych zapięciami velcro.

W tylnej części orteza została wykonana z nowego innowacyjnego surowca AirSanmed.

W tylnej części ortezy zainstalowano w zależności od rozmiaru cztery lub sześć stalek ortopedycznych oraz plastikowa pelote.

Stalki ortopedyczne posiadają ściśle określony stopień elastyczności, który uzyskano w procesie hartowania, oraz zostały w profesjonalny sposób zabezpieczone farbą proszkową, co uodporniło je na działanie ludzkiego potu oraz zawartej w nim soli.

Właściwości

1. Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta – orteza została wykonana ze surowców które zawierają głównie bawełnę, która jest obojętna dla skóry pacjenta.
2. Duża skuteczność stabilizacji – dzięki zastosowaniu zespołu podwójnych taśm sznurowanych oraz unikatowych anatomicznie wyprofilowanych stałek ortopedycznych udało się uzyskać wyjątkową skuteczność stabilizacji.
3. Komfort użytkowania – dzięki niskiej wadze wyrobu pacjent odczuwa komfort jego użytkowania.

Przeznaczenie

Sznurówkę można stosować w przypadkach:

- ostrych zespołów bólowych obszarów lędźwiowo-krzyżowych,
- zwyrodnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- dyskopatii w odcinku lędźwiowym,
- po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa (ortopedia, neurochirurgia),
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jako stabilizator,
- deformacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.
- kręgosłupku w odcinku lędźwiowym
- stany przeciążenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL