

Link do produktu: <https://akmed.pl/sznurowana-orteza-stawu-skokowego-z-fiszbinami-ortopedycznymi-am-sx-06-p-2171.html>



Sznurowana orteza stawu skokowego z fiszbinami ortopedycznymi AM-SX-06

Numer katalogowy	AM-SX-06
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Stabilizator stawu skokowego AM-SX-06 został wykonany z bardzo mocnej poliestrowej tkaniny technicznej o nazwie Codura. Tkanina ta posiada bardzo wysokie właściwości mechaniczne, wytrzymałościowe oraz jest wodoodporna, co poprawia walory użytkowe ortezy.

Tkanina ta jest stosunkowo lekka (~600 g/mb = ~400 g/m²) i mocna, jest bardzo odporna na wszelkie mechaniczne uszkodzenia, praktycznie w ogóle nie chłonie wilgoci i bardzo szybko schnie, nawet bez impregnacji zapewnia niezłą wodoszczelność oraz nie wymaga żadnej pielęgnacji.

Orteza AM-SX-06 jest wyrobem sznurowanym, co ułatwia dopasowanie jej do kończyny, oraz zwiększa stabilizację stawu. Ortezę wyposażono w dwie boczne fiszbin ortopedyczne. Taka konstrukcja gwarantuje wysoką funkcjonalność wyrobu, i przydatność do użytkowania jej na co dzień.

Ortezę można stosować zarówno w okresie doleczenia urazów, jak i jako profilaktyczne zabezpieczenie stawu skokowego w trakcie uprawiania sportu. Konstrukcja ortezy pozwala na swobodne stosowanie jej w obuwiu sportowym i doskonale sprawdza się nie tylko w sportach halowych, ale także w każdej sytuacji wymagającej mocnej stabilizacji stawu skokowego.

CODURA to tkanina wysoce odporna na przetarcia wykonana z poliamidu z powłoką poliuretanową z apreturą teflonu. Struktura włókien i metoda tkania zapewniają jej dużą wytrzymałość na otarcia i przetarcia. Jest to tkanina o dużej odporności na działanie warunków atmosferycznych, a ponadto, dzięki swej wewnętrznej strukturze jest bardzo lekka. Zewnętrzna strona tkaniny powleczone jest warstwą teflonu. Wyroby ortopedyczne wykonane z surowca CODURA to najcieńsze i najmocniejsze ortezy na rynku. Surowiec wodoodporny.

Właściwości

- **Doskonała stabilizacja** – dzięki zastosowaniu usztywnień bocznych w postaci fiszbin ortopedycznych oraz sznurowadeł przednich, orteza w sposób doskonały stabilizuje cały staw skokowy i stopę.
- **Komfort użytkowania** – dzięki zastosowaniu nowoczesnej tkaniny technicznej wyrób nie chłonie potu podczas

intensywnego użytkowania.

- **Utrzymanie właściwej higieny** – ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania ortezy stawu skokowego, pacjent ma możliwość łatwego wyczyszczenia jej, jak również utrzymania właściwej higieny stopy.

Przeznaczenie

Stabilizator AM-SX-06 można stosować w przypadkach:

- skręcenie i zwichnięcie stawu skokowego,
- nawykowe zwichnięcia stawu skokowego,
- zespół bólowy stawu skokowego i aparatu więzadłowego,
- doleczenia po unieruchomieniu gipsowym (złamania)
- przewlekła niestabilność i stany zapalne
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL