

Link do produktu: <https://akmed.pl/sznurowana-orteza-stawu-skokowego-z-odkryta-pieta-pro8-p-1898.html>



## Sznurowana orteza stawu skokowego z odkrytą piętą PRO8

Numer katalogowy	<b>MQB2A</b>
Producent	<b>Meyra Medical</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Leczenie urazów stawów skokowych: skręceń, przeciążeń, uszkodzeń więzadłowych. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu skokowego. Profilaktyka urazów i przeciążeń tej okolicy.

#### CECHY PRODUKTU

- orteza wykonana z trójwarstwowej oddychającej tkaniny,
- wzmocniona wyprofilowanymi fiszbinami zapewniającymi unieruchomienie stawu skokowego,
- sznurowanie na grzbietowej stronie stopy dające możliwość lepszego dopasowania do kształtu kończyny,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące dla bocznej i przyśrodkowej wzmocnienia więzadeł stawów skokowych,
- odkryta pięta, wolne przodostopie,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L
Obwód przez guza piętowego i podbicie (cm)	28-31	31-33	33-36

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S