

Link do produktu: <https://akmed.pl/sznurowany-stabilizator-stawu-skokowego-est-080-p-2323.html>

## Sznurowany stabilizator stawu skokowego EST-080



Numer katalogowy **EST-080**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator wykonany z nieelastycznego materiału, sznurowany, z ósemkowo skrzyżowanymi taśmami dociągowymi.

#### Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, pourazowo, po zabiegach chirurgicznych, wrodzone lub nabyte niestabilności stawu, profilaktycznie w trakcie uprawiania sportu.

#### Działanie:

optymalna stabilizacja stawu skokowego, szeroki zakres indywidualnego dopasowania.

**Kolor:**biały.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód nad kostką (cm)		19-20	20-23	23-25	>25

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS