

Link do produktu: <https://akmed.pl/szorty-gorsetowe-pf010-p-2173.html>

## Szorty gorsetowe PF010

Numer katalogowy	<b>PF010</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Szorty gorsetowe wykonane są z materiału wykończonego Lycrą, który zawarty jest także w przedniej części, która wzmocniona jest stawkami. Dopinane taśm dociągowych odbywa się za pomocą stalowych haftek oraz zamka błyskawicznego. Część tylna jest wzmocniona plastikową wkładką, zawiera również 4 stalki stabilizujące. Elastyczny pas krzyżowy pozwala na indywidualne dopasowanie siły ucisku i stabilizacji. Szorty posiadają wewnątrz silikonowe wstawkami, które zapobiegają zsuwaniu się oraz lepszemu przyleganiu miejsc stabilizacji do ciała. Konstrukcja i sposób łączenia elementów szortów gwarantują utrzymanie prawidłowego krążenia i nie powstawanie obrzęków.

#### Zastosowanie:

Arthritis, zwiotczenie mięśni brzucha (przypadki przewlekłego rozciągnięcia powłok brzusznych), zwiotczenie mięśni pośladkowych współistniejące z dolegliwościami bólowymi okolicy krzyżowej i połączenia krzyżowo-lędźwiowego (L5-S1), po operacjach w obrębie dolnej części jamy brzucha, dolegliwości reumatyczne, w przypadkach kosmetycznych gdy oczekiwane jest powstrzymanie pogłębiania się rozciągnięcia powłok brzusznych, zapobieganie powstawaniu nowych fałd tłuszczowych, podtrzymanie osłabionych mięśni, powstawaniu otarć na udach na skutek rozciągnięcia skóry i mięśni tej okolicy.

Kolor szortów jest dyskretny i dzięki temu nie jest widoczny spod ubrania w trakcie noszenia szortów w ciągu dnia.

#### Dostępne (inne) modele:

Szorty gorsetowe krótkie PF009.

**Kolor:** beż.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Obwód bioder/pasa (cm)	Wysokość (pomiar od spojenia łonowego do talii) (cm)
85	81-85	30
90	86-90	30
95	91-95	30,5
100	96-100	31
105	101-105	31,5
110	106-110	32
115	111-115	32,5
120	116-120	32,5

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 105 , 110 , 115 , 120 , 85 , 90 , 95