

Link do produktu: <https://akmed.pl/sztywny-kolnierz-ortopedyczny-am-ks-p-2410.html>

## Sztywny kołnierz ortopedyczny AM-KS

Numer katalogowy

**AM-KS**

Producent

**Reh4Mat**



### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Kołnierz ortopedyczny typu Florida AM-KS wykonany jest z pianki poliuretanowej, pokryty bawełnianą dzianiną ortopedyczną wyposażony w anatomicznie ukształtowaną polipropylenową wkładkę usztywniającą oraz taśmy VELCRO służące do regulacji obwodu.

#### Właściwości

Stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, odciąża mięśnie szyi., Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

#### Przeznaczenie

- po przebytych urazach kręgosłupa szyjnego ( skręcenia, stłuczenia)
- w rehabilitacji po przebytych złamaniach kręgosłupa szyjnego leczonych zachowawczo i operacyjnie
- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi
- w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi (radikulopatia szyjna, parestezje kończyn górnych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi)
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczu szyi spowodowanym różnymi przyczynami
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczu szyi spowodowanym różnymi przyczynami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S