

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-dekoracyjna-do-aktywnej-rehabilitacji-tp-21001-p-2335.html>



Szyna dekoracyjna do aktywnej rehabilitacji TP-2100.1

Numer katalogowy	TP-2100.1
------------------	------------------

Producent	Orliman
-----------	----------------

Opis produktu

W ramach aktywnej rehabilitacji, dzięki dodaniu nowych elementów do szyny derotacyjnej TP-2100 istnieje możliwość wykonywania ruchów zginania podszwowego i grzbietowego stopy. Zestaw TPA-2100.1 obejmuje taśmę elastyczną oraz komplet prowadnic, które pozwalają na płynny ruch zginania stopy względem podudzia. Wspomniane elementy powodują powstanie możliwości zginania podszwowego stopy z oporem, a wspomagają ruch zginania grzbietowego stopy.

Kolor:biały.

rozmiar uniwersalny.