

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-do-unieruchomienia-kciuka-rhizomed-soft-p-7859.html>



## Szyna do unieruchomienia kciuka Rhizomed® soft

Numer katalogowy **9769**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Szyna do unieruchomienia kciuka

#### Wskazania

- zapalenie stawów nadgarstkowo- śródreęcznych
- uraz więzadła (np. kciuk narciarza)
- zapalenie stawów kciuka

#### Sposób działania

- skuteczna stabilizacja stawu śródreęczno- paliczkowego i nadgarstkowo-śródręcznego kciuka
- zintegrowana stabilizacja zapewnia niezawodne unieruchomienie
- dwa regulowane paski na kciuk w celu dopasowania do kształtu dłoni, co zapewnia lepszą stabilność
- pół-otwarty kształt szyny dostosowuje się do różnych stopni opuchlizny kciuka
- zachowana zdolność chwytania oraz trzymania kciukiem i palcem wskazującym

#### Korzyści produktu

- wysoki komfort noszenia szyna ma pół-otwarty kształt i jest wykonana z elastycznej, oddychającej tkaniny, zapewniając wysoki komfort noszenia oraz możliwość dostosowania do różnych stopni opuchlizny.
- lepsza stabilność indywidualnie regulowane paski z zapięciami rzepowymi zapewniają dodatkową stabilność.
- łatwa obsługa duży otwór w celu łatwego zakładania i zdejmowania przy jak najmniejszym bólu.

- 
- niezawodne unieruchomienie zintegrowana stabilizacja zapewnia niezawodne unieruchomienie obszaru z urazem.

**Rozmiar:**

obwód nadgarstka (cm)  
rozmiar  
numer artykułu

13 - 17 18 - 23  
I II  
R.141.001 R.141.002

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II

**Kolor:** czarny