

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-na-dlon-i-przedramie-n-05-p-7731.html>



Szyna na dłoń i przedramię N-05

Numer katalogowy **9959**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonana aluminium pokrytego termoaktywnym neoprenem
- mocowana do dłoni za pomocą czterech niezależnych zapięć rzepowych
- zalecana przy zmianach zwyrodnieniowych, doleczeniu lub leczeniu po urazach skrętnych nadgarstka, ostrych lub przewlekłych zapaleniach kości nadgarstka lub śródreżca, zapaleniach ścięgien, zapaleniach pochewek ścięgien nadgarstka oraz unieruchomieniu pooperacyjnym
- stosowana przy leczeniu i doleczeniu zwicnięć, następstwa złamań nadgarstka, schorzeń neurologicznych pochodzenia centralnego lub obwodowego, pęknięciach kości niewymagających opatrunków gipsowych,
- zaprojektowany tak, aby mógł być stosowany na prawą lub lewą dłoń

Rozmiar uniwersalny