

Dane aktualne na dzień: 26-05-2026 21:44

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-naparstkowa-aparat-stacka-p-3574.html>



## Szyna naparstkowa - aparat Stacka

Numer katalogowy

**7084 02**

Producent

**Thuasne**

### Opis produktu

Szyna naparstkowa 7084 02

- Unieruchomienie ostatnich dwóch paliczków, utrzymanie w wyproście stawu dalszego
- Perforowana polipropylenowa konstrukcja

Obwód palca u nasady paznokcia

1 - 4,7 cm

2 - 5,0 cm

3 - 5,5 cm

4 - 6,1 cm

5 - 6,4 cm

5,-5 7,1 cm

6 - 7,5 cm

7 - 8,3 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7