

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-odwodzaca-ramie-15-odchylenie-medi-sas-comfort-p-7842.html>



## Szyna odwodzająca ramię - 15° odchylenie medi SAS® comfort

Numer katalogowy **9752**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Szyna odwodzająca ramię - 15° odchylenie

#### Wskazania

- unieruchomienie pooperacyjne
- po korekcie pierścienia rotatorów
- złamaniach głowy ramiennej
- endoprotezoplastyce stawu ramiennego
- zwichnięciu stawu barkowo- obojczykowego

#### Sposób działania

- boczne ustawienie z poduszką o anatomicznym i dopasowanym kształcie w celu odciążenia pasa brzuszego i torebki stawowej
- 15° odchylenie w celu uniknięcia zrostów z zachyłkiem pachowym (zamrożone ramię)
- bezpośrednia pooperacyjna, aktywna i pasywna mobilizacja dłoni, nadgarstka i stawu łokciowego dzięki możliwości otwierania kieszeni bez zdejmowania całej ortezy
- wczesne rozpoczęcie zabiegów usprawniających po zakończeniu leczenia ułatwienie fizjoterapii pooperacyjnej

#### Korzyści produktu

- podpórka dłoni (ze zintegrowaną piłeczką do ćwiczeń) umożliwi pacjentowi ćwiczenie przedramienia i nadgarstka.
- poduszka o anatomicznym kształcie zapewnia wygodne podparcie ramienia.

- 
- specjalne rozwiązanie ring-stra-solution przenosi siły naciągu, odprowadzając je od zdrowego obszaru ramienia / szyi.

**Rozmiar:**

długość od łokcia do kostek dłoni (cm)  
rozmiar  
numer artykułu

do 34 powyżej 35  
S L  
R.012.012 R.012.014

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** szary

**Rozmiar:** L , M , S