

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-unieruchamiajaca-palec-om6201-p-2211.html>

Szyna unieruchamiająca palec OM6201



Numer katalogowy **OM6201**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Aparat wykonany z aluminium pozwalającego na dopasowanie do każdego palca. Wystające po bokach wypustki pozwalają na ustabilizowanie aparatu na palcu, orteza może być użyta na palce prawej i lewej dłoni. Pianka pokrywająca zapobiega ślizganiu się palca po ortezie na skutek nadmiaru potu.

Zalecenia:

do unieruchomienia paliczków w stawach międzypaliczkowych dalszych oraz w konieczności korygowania ustawienia palca.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód dalszego stawu międzypaliczkowego (cm)	5,7	7	7,6

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S