

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyny-stabilizujace-palce-protectfinger-stax-p-7920.html>

Szyny stabilizujące palce protect.Finger stax



Numer katalogowy **9832**

Producent **Medi**

Opis produktu

Szyny stabilizujące palce

Wskazania

- złamania w dystalym stawie palca
- naderwania
- kontuzje
- zgięciowe urazy ścięgna
- pooperacyjne unieruchomienie

Zasada działania

polietylenowe szyny palcowe, uformowane w celu zapewnienia optymalnego chwytu i stabilizacji paliczka

Właściwości

- wykonane z polietylenu
- łatwe do dopasowania
- dostępne w postaci pudełka ze zróżnicowanymi rozmiarami (30 sztuk)
- lub jako opakowanie po 10 sztuk (jeden rozmiar)

protect.Finger stax
rozmiar

rozmiar	obwód
1	5,0 cm
2	5,5 cm
3	5,8 cm
4	6,3 cm
5	6,8 cm
5,5	7,1 cm
6	7,3 cm

numer artykułu

G.700.001
G.700.002
G.700.003
G.700.004
G.700.005
G.700.008
G.700.006

7
Set

8,4 cm

G.700.007
G.700.009

zestaw 30 sztuk
rozmiar

	ilość
1	3x
2	4 x
3	4 x
4	4 x
5	4 x
5,5	4 x
6	4 x
7	3 x

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 5,5 , 6 , 7