

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyny-stabilizujace-palce-protectfinger-stax-p-7920.html>

## Szyny stabilizujące palce protect.Finger stax



Numer katalogowy **9832**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Szyny stabilizujące palce

##### Wskazania

- złamania w dystalym stawie palca
- naderwania
- kontuzje
- zgięciowe urazy ścięgna
- pooperacyjne unieruchomienie

##### Zasada działania

polietylenowe szyny palcowe, uformowane w celu zapewnienia optymalnego chwytu i stabilizacji paliczka

##### Właściwości

- wykonane z polietylenu
- łatwe do dopasowania
- dostępne w postaci pudełka ze zróżnicowanymi rozmiarami ( 30 sztuk )
- lub jako opakowanie po 10 sztuk (jeden rozmiar )

protect.Finger stax  
rozmiar

rozmiar	obwód
1	5,0 cm
2	5,5 cm
3	5,8 cm
4	6,3 cm
5	6,8 cm
5,5	7,1 cm
6	7,3 cm

numer artykułu

G.700.001  
G.700.002  
G.700.003  
G.700.004  
G.700.005  
G.700.008  
G.700.006

---

7  
Set

8,4 cm

G.700.007  
G.700.009

zestaw 30 sztuk  
rozmiar

	ilość
1	3x
2	4 x
3	4 x
4	4 x
5	4 x
5,5	4 x
6	4 x
7	3 x

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 5,5 , 6 , 7