

---

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 15:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-jinny-p-1447.html>

## Taboret prysznicowy JINNY

Numer katalogowy	<b>JINNY</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>



### Opis produktu

Taboret prysznicowy , idealny do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach .  
Specjalnie zaprojektowane gumowe końcówki nóg skutecznie zapobiegają ślizganiu się na wilgotnych powierzchniach ,  
zapewnia bezpieczeństwo i stabilność.

- szerokość: 35 cm,
- głębokość: 35 cm,
- wysokość siedziska: 33 cm,
- średnica u podstawy nóg : 32 cm,
- regulacja nóg: 15 cm,
- waga: 1,5 kg,
- waga użytkownika: 150 kg.