

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-p-1521.html>

Taboret prysznicowy



Numer katalogowy	TGR-R KP 340L / FS 797L
Producent	Timago

Opis produktu

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- szerokie siedzisko z PCV
- boczne uchwyty przy siedzisku
- regulowane na wysokość nóżki
- gumowe nasadki antypoślizgowe

Wersja **TGR-R KP 340L** wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).

Szerokość całkowita:	TGR-R KP 340L	FS 797L
	49 cm	48 cm
Głębokość:	39 cm	37 cm
Wysokość siedziska:	36-46 cm	35-45 cm
Wymiary siedziska:	49 x 29 cm	48 x 29 cm
Waga:	1,5 kg	2 kg
Maksymalne obciążenie:	100 kg	100 kg

+/- 0,5-1 cm