
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-p-1522.html>

Taboret prysznicowy



Numer katalogowy	KING-SS-20
------------------	-------------------

Producent	Timago
-----------	---------------

Opis produktu

aboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- szerokie siedzisko wykonane z wytrzymałego PCV
- regulowane na wysokość nóżki
- boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie z taboretu
- nasadki antypoślizgowe

Wymiary siedziska 50 x 30 cm

Regulowana wysokość 39-54 cm

Waga 1,67 kg

Maksymalne obciążenie 150 kg