

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-p-1528.html>

Taboret prysznicowy



Numer katalogowy	TGR-R KP-O 3432 / JMC-C 5040
Producent	Timago

Opis produktu

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- siedzisko z PCV
- regulacja wysokości
- gumowe nasadki antypoślizgowe

Wersja **TGR-R KP-O 3432** wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (**TF**).

	JMC-C 5040	TGR-R KP-O 3432
Szerokość całkowita:	33 cm	33 cm
Wysokość siedziska:	33-50 cm	36-54 cm
Średnica siedziska:	32 cm	32 cm
Waga:	1,6 kg	1,6 kg
Maksymalne obciążenie:	90 kg	90 kg

+/- 0,5-1 cm