

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-obrotowy-z-systemem-tf-p-1527.html>



## Taboret prysznicowy obrotowy z systemem TF

Numer katalogowy **TGR-R KP-O 5021**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Taboret prysznicowy** jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

#### Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- okrągłe obrotowe siedzisko z wytrzymałego PCV
- nóżki regulowane na wysokość
- gumowe nasadki antypoślizgowe
- system TF ułatwiający montaż

**Szerokość** 33 cm

**Wysokość** 34,5- 52 cm

**Średnica siedziska** 32 cm

**Waga** 1,95 kg

**Maksymalne obciążenie** 110 kg