

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-obrotowy-z-systemem-tf-p-1527.html>



Taboret prysznicowy obrotowy z systemem TF

Numer katalogowy **TGR-R KP-O 5021**

Producent **Timago**

Opis produktu

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- okrągłe obrotowe siedzisko z wytrzymałego PCV
- nóżki regulowane na wysokość
- gumowe nasadki antypoślizgowe
- system TF ułatwiający montaż

Szerokość 33 cm

Wysokość 34,5- 52 cm

Średnica siedziska 32 cm

Waga 1,95 kg

Maksymalne obciążenie 110 kg