

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-okragly-p-1680.html>



## Taboret prysznicowy okrągły

Numer katalogowy	<b>AR-201</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

#### Informacje ogólne:

Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

#### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa anodyzowana
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- nasadki gumowe antypoślizgowe
- stabilna

#### Parametry techniczne:

- Średnica siedziska: 33 cm
- Wysokość min.: 38 cm
- Wysokość max.: 56 cm
- Waga: 1,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg

**Dostępny kolor:** Biały