

---

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:31

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-prostokatny-z-oparciem-lilly-p-1451.html>



## Taboret prysznicowy prostokątny z oparciem LILLY

Numer katalogowy	<b>LILLY</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem . Wszystkie powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną , która działa antypoślizgowo.

- szerokość: 51 cm,
- głębokość: 42 cm,
- wysokość siedziska: 35 cm,
- wysokość całkowita z oparciem 72 cm,
- szerokość siedziska: 51 cm,
- regulacja nóg: 15 cm,
- waga: 2 kg,
- waga z oparciem: 3 kg,
- waga użytkownika: 150 kg.