
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:35

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-prosttokatny-jill-p-1449.html>

Taboret prysznicowy prostokątny JILL



Numer katalogowy

JILL

Producent

Vermeiren

Opis produktu

Użyteczność w połączeniu z funkcjonalnym wzornictwem . Wszystkie powierzchnie siedziska są wyposażone w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną , która działa antypoślizgowo.

- szerokość: 51 cm,
- głębokość: 42 cm,
- wysokość siedziska: 35 cm,
- szerokość siedziska: 51 cm,
- regulacja nóg: 15 cm,
- waga: 2 kg,
- waga użytkownika: 150 kg.