

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-przyścienny-skladany-p-1526.html>

Taboret prysznicowy przyścienny, składany



Numer katalogowy **JMC-C 5105**

Producent **Timago**

Opis produktu

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- siedzisko PCV
- wykonany z materiałów o podwyższonej odporności na wilgoć
- nóżki z regulacją wysokości
- nasadki antypoślizgowe
- łatwy w montażu

Wymiary siedziska: 29-48 cm

Regulacja wysokości: 38- 53 cm

Waga: 2,58 kg

Maksymalne obciążenie: 135 kg