

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-skladany-aluminiowy-p-1684.html>



## Taboret prysznicowy składany aluminiowy

Numer katalogowy	<b>AR-205</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

#### Informacje ogólne:

Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

#### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa anodyzowana
- rama składana (możliwość łatwego przechowywania)
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- siedzisko wyposażone w uchwyty oraz otwory odpływowe
- nasadki gumowe antypoślizgowe
- stabilna i wytrzymała konstrukcja

#### Parametry techniczne:

- Wymiar siedziska: 50 x 30 cm
- Wysokość min.: 47 cm
- Wysokość max.: 50,5 cm
- Waga: 2,4 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg

**Dostępny kolor:** Biały