

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-z-oparciem-i-siedziskiem-typu-u-p-1524.html>



## Taboret prysznicowy z oparciem i siedziskiem typu U

Numer katalogowy	<b>TGR-R KP-U 3522</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Taboret prysznicowy** jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

#### Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- oparcie i siedzisko z PCV
- regulacja wysokości
- gumowe nasadki antypoślizgowe
- system TF

Odpowiednio wyprofilowane siedzisko znajduje szczególne zastosowanie u kobiet

**Szerokość całkowita:** 48 cm

**Głębokość:** 40 cm

**Wysokość siedziska:** 35-52 cm

**Wysokość całkowita:** 70-87 cm

**Wymiary siedziska:** 48 x 31 cm

**Waga:** 2,8 kg

**Maksymalne obciążenie:** 110 kg

+/- 0,5-1 cm