

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-z-oparciem-i-siedziskiem-typu-u-p-1524.html>



Taboret prysznicowy z oparciem i siedziskiem typu U

Numer katalogowy	TGR-R KP-U 3522
Producent	Timago

Opis produktu

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- oparcie i siedzisko z PCV
- regulacja wysokości
- gumowe nasadki antypoślizgowe
- system TF

Odpowiednio wyprofilowane siedzisko znajduje szczególne zastosowanie u kobiet

Szerokość całkowita: 48 cm

Głębokość: 40 cm

Wysokość siedziska: 35-52 cm

Wysokość całkowita: 70-87 cm

Wymiary siedziska: 48 x 31 cm

Waga: 2,8 kg

Maksymalne obciążenie: 110 kg

+/- 0,5-1 cm