

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-z-oparciem-i-uchwytyami-bocznymi-p-1525.html>



## Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytyami bocznymi

Numer katalogowy **TGR-R KP 355L**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Taboret prysznicowy** jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

#### Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- oparcie i siedzisko z PCV
- uchwyty boczne pokryte materiałem piankowym
- regulacja wysokości
- gumowe nasadki antypoślizgowe
- system TF

**Szerokość całkowita:** 54 cm

**Głębokość:** 48 cm

**Wysokość siedziska:** 42-55 cm

**Wysokość całkowita:** 72-85 cm

**Wymiary siedziska:** 39 x 33 cm

**Waga:** 3,2 kg

**Maksymalne obciążenie:** 110 kg

+/- 0,5-1 cm