

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-z-oparciem-i-uchwytyami-bocznymi-p-1525.html>



Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytyami bocznymi

Numer katalogowy	TGR-R KP 355L
Producent	Timago

Opis produktu

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- oparcie i siedzisko z PCV
- uchwyty boczne pokryte materiałem piankowym
- regulacja wysokości
- gumowe nasadki antypoślizgowe
- system TF

Szerokość całkowita: 54 cm

Głębokość: 48 cm

Wysokość siedziska: 42-55 cm

Wysokość całkowita: 72-85 cm

Wymiary siedziska: 39 x 33 cm

Waga: 3,2 kg

Maksymalne obciążenie: 110 kg

+/- 0,5-1 cm