

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-z-oparciem-p-1523.html>

## TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM

Numer katalogowy

**TGR-R KP 350L / FS 798L**



### Opis produktu

**Taboret prysznicowy** jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

#### Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- oparcie i szerokie siedzisko z PCV
- boczne uchwyty przy siedzisku
- regulowane na wysokość nóżki
- gumowe nasadki antypoślizgowe

Wersja **TGR-R KP 350L** wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).  
**FS 798L**

	<b>TGR-R KP 350L</b>
<b>Szerokość całkowita:</b>	48 cm
<b>Głębokość:</b>	43 cm
<b>Wysokość siedziska:</b>	35-45 cm
<b>Wysokość całkowita:</b>	73-83 cm
<b>Wymiary siedziska:</b>	48-29 cm
<b>Waga:</b>	2,8 kg

---

**Maksymalne obciążenie:**

100 kg

+/- 0,5-1 cm