

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-z-oparciem-p-1523.html>

TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM

Numer katalogowy

TGR-R KP 350L / FS 798L



Opis produktu

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- aluminiowa rama
- oparcie i szerokie siedzisko z PCV
- boczne uchwyty przy siedzisku
- regulowane na wysokość nóżki
- gumowe nasadki antypoślizgowe

Wersja **TGR-R KP 350L** wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).
FS 798L

	TGR-R KP 350L
Szerokość całkowita:	48 cm
Głębokość:	43 cm
Wysokość siedziska:	35-45 cm
Wysokość całkowita:	73-83 cm
Wymiary siedziska:	48-29 cm
Waga:	2,8 kg

Maksymalne obciążenie:

100 kg

+/- 0,5-1 cm