

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-prysznicowy-z-wycieciem-u-p-1688.html>



## Taboret prysznicowy z wycięciem U

Numer katalogowy	<b>AR-209</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

#### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa
- siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu
- siedzisko z wycięciem „U” ułatwiające mycie miejsc intymnych
- nasadki gumowe antypoślizgowe
- stabilna i wytrzymała konstrukcja

#### Parametry techniczne:

- Wymiar siedziska: 41 x 48 cm
- Wysokość min.: 35 cm
- Wysokość max.: 45 cm
- Waga: 2,1 kg
- Maksymalne obciążenie: 110 kg