

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-toaletowy-pod-prysznic-at51009-ca340l-p-6213.html>



## Taboret toaletowy pod prysznic - AT51009 (CA340L)

Numer katalogowy **AT51009 (CA340L)**

Producent **Antar**

### Opis produktu

#### **AT51009 (CA340L) Taboret toaletowy pod prysznic**

Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem. Wysokość siedziska regulowana.

**Szerokość siedziska:** 50cm

**Szerokość całowita:** 50 cm

**Głębokość siedziska:** 29 cm

**Grubość siedziska:** 2,5 cm

**Wysokość minimalna:** 35 cm

**Wysokość maksymalna:** 45 cm

**Maksymalna masa użytkownika:** 100kg

**Masa wyrobu:** 2,2kg