

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-toaletowy-pod-prysznic-at51009-ca340l-p-6213.html>



Taboret toaletowy pod prysznic - AT51009 (CA340L)

Numer katalogowy **AT51009 (CA340L)**

Producent **Antar**

Opis produktu

AT51009 (CA340L) Taboret toaletowy pod prysznic

Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem. Wysokość siedziska regulowana.

Szerokość siedziska: 50cm

Szerokość całowita: 50 cm

Głębokość siedziska: 29 cm

Grubość siedziska: 2,5 cm

Wysokość minimalna: 35 cm

Wysokość maksymalna: 45 cm

Maksymalna masa użytkownika: 100kg

Masa wyrobu: 2,2kg