

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-toaletowy-pod-prysznic-at51010ca350l-p-6214.html>



## Taboret toaletowy pod prysznic - AT51010(CA350L)

Numer katalogowy	<b>AT51010(CA350L)</b>
------------------	------------------------

Producent	<b>Antar</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

#### **AT51010(CA350L) Taboret toaletowy pod prysznic**

Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem. Odczepiane podparcie pleców. Wysokość siedziska regulowana.

**Wysokość minimalna:** 39 cm

**Wysokość maksymalna:** 49 cm

**Szerokość siedziska:** 50cm

**Wysokość od podłoża do siedziska:** 34-45 cm

**Maksymalna masa użytkownika:** 100kg

**Masa wyrobu:** 3kg