
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:54

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-toaletowy-pod-prysznic-at51010ca350l-p-6214.html>



Taboret toaletowy pod prysznic - AT51010(CA350L)

Numer katalogowy	AT51010(CA350L)
------------------	------------------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

AT51010(CA350L) Taboret toaletowy pod prysznic

Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem. Odczepiane podparcie pleców. Wysokość siedziska regulowana.

Wysokość minimalna: 39 cm

Wysokość maksymalna: 49 cm

Szerokość siedziska: 50cm

Wysokość od podłoża do siedziska: 34-45 cm

Maksymalna masa użytkownika: 100kg

Masa wyrobu: 3kg