

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/taboret-toaletowy-pod-prysznic-ca341-p-6212.html>

Taboret toaletowy pod prysznic - CA341



Numer katalogowy **CA341**

Producent **Antar**

Opis produktu

CA 341 Taboret toaletowy pod prysznic

Stalowy, składany taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem.

Szerokość: 50cm

Maksymalna masa użytkownika: 100kg

Masa wyrobu: 3,5kg

Wysokość maksymalna: 45 cm

Grubość siedziska: 2,5 cm

Szerokość całkowita: 50 cm

Szerokość siedziska: 50 cm

Odległość między nóżkami wzdłuż krótszej krawędzi: 26 cm

Odległość między nóżkami wzdłuż dłuższej krawędzi: 35 cm