

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/tasma-athletic-care-tape-mueller-p-3372.html>

Taśma ATHLETIC CARE TAPE - Mueller



Numer katalogowy **130888**

Producent **Mueller**

Opis produktu

- rolka o wymiarach 3,8 cm x 13,7m (32 rolki/opakowanie)
- 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- biała dezynfekowana taśma charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- konkurencyjna cena