

Link do produktu: <https://akmed.pl/tasma-bezlateksowa-22-m-srebrna-super-mocna-thera-band-p-7055.html>

Taśma bezlateksowa 22 m, srebrna - super mocna Thera-Band®



Numer katalogowy	6789
Producent	Thera Band

Opis produktu

Produkt oferowany osobom u których występują reakcje alergiczne na naturalny lateks. Wyprodukowane z polisoprenu i syntetycznego kauczuku. Opór taśm bez lateksowych jest zgodny z oporem taśm z zawartością lateksu.

Zastosowanie:

- przyrost siły mięśniowej,
- zwiększenie zakresu ruchu,
- poprawa kondycji i koordynacji,
- korekcja wad postawy.

Zalety:

1. Progresywny, prawie liniowy przyrost oporu.
2. Zróżnicowane opory pozwalają na indywidualne dopasowanie wartości obciążenia w zależności od celu terapii lub treningu oraz możliwości i potrzeb ćwiczącego.
3. Wielostronnego zastosowania.
4. Oznaczone znakiem towarowym gwarantującym wysoką jakość - pytaj zawsze o oryginał!
5. Polecane przez terapeutów i trenerów na całym świecie.

Oferowane opory oznaczone kolorami:

Żółty - opór słaby
Czerwony - opór średni
Zielony - opór mocny
Niebieski - opór extra mocny

Opakowania handlowe:

- 22 m