

Link do produktu: <https://akmed.pl/tasma-bezlateksowa-45-5-m-czarna-specjalnie-mocna-thera-band-p-7061.html>

## Taśma bezlateksowa 45,5 m, czarna - specjalnie mocna Thera-Band®



Numer katalogowy	<b>6795</b>
Producent	<b>Thera Band</b>

### Opis produktu

Produkt oferowany osobom u których występują reakcje alergiczne na naturalny lateks. Wyprodukowane z polisoprenu i syntetycznego kauczuku. Opór taśm bez lateksowych jest zgodny z oporem taśm z zawartością lateksu.

#### Zastosowanie:

- przyrost siły mięśniowej,
- zwiększenie zakresu ruchu,
- poprawa kondycji i koordynacji,
- korekcja wad postawy.

#### Zalety:

1. Progresywny, prawie liniowy przyrost oporu.
2. Zróżnicowane opory pozwalają na indywidualne dopasowanie wartości obciążenia w zależności od celu terapii lub treningu oraz możliwości i potrzeb ćwiczącego.
3. Wielostronnego zastosowania.
4. Oznaczone znakiem towarowym gwarantującym wysoką jakość - pytaj zawsze o oryginał!
5. Polecane przez terapeutów i trenerów na całym świecie.

#### Oferowane opory oznaczone kolorami:

Żółty - opór słaby  
Czerwony - opór średni  
Zielony - opór mocny  
Niebieski - opór extra mocny

#### Opakowania handlowe:

- 45,5 m