

Link do produktu: <https://akmed.pl/tasma-impregnowana-tlenkiem-cynku-mtape-kolory-druzynowe-p-3346.html>

## Taśma impregnowana tlenkiem cynku MTAPE® - kolory drużynowe



Numer katalogowy **7354-434D7**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

- rolka o wymiarach 3,8 cm x 9m (32 rolki/opakowanie)
- 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- dezynfekowana taśma M-Tape charakteryzuje się wysoką
- odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- zmniejsza podrażnienia skóry
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- konkurencyjna cena

### Dostępne Kolory:

130820 Niebieski  
130821 Zielony  
130822 Czerwony  
130823 Żółty  
130824 Czarny  
130825 Pomarańczowy  
130829 Szary

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny , czerwony , niebieski , pomarańczowy , szary , zielony , żółty