

Link do produktu: <https://akmed.pl/tasma-impregnowana-tlenkiem-cynku-mtape-kolory-druzynowe-p-3346.html>

Taśma impregnowana tlenkiem cynku MTAPE® - kolory drużynowe



Numer katalogowy	7354-434D7
------------------	-------------------

Producent	Mueller
-----------	----------------

Opis produktu

- rolka o wymiarach 3,8 cm x 9m (32 rolki/opakowanie)
- 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- dezynfekowana taśma M-Tape charakteryzuje się wysoką
- odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- zmniejsza podrażnienia skóry
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- konkurencyjna cena

Dostępne Kolory:

130820 Niebieski
130821 Zielony
130822 Czerwony
130823 Żółty
130824 Czarny
130825 Pomarańczowy
130829 Szary

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony , niebieski , pomarańczowy , szary , zielony , żółty