

Link do produktu: <https://akmed.pl/tasma-impregnowana-tlenkiem-cynku-mtape-kolory-druzynowe-pelne-kartony-p-3367.html>



## Taśma impregnowana tlenkiem cynku MTAPE® - kolory drużynowe pełne kartony

Numer katalogowy	<b>7354-434D7_201707261 41200</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

#### Uwaga!

**Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.**

- rolka o wymiarach 3,8 cm x 9m (32 rolki/opakowanie)
- 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- dezynfekowana taśma M-Tape charakteryzuje się wysoką
- odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- zmniejsza podrażnienia skóry
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- konkurencyjna cena

#### Dostępne Kolory:

Wymiary	Ilość w opakowaniu	Kod promocyjny
3,8 cm x 9m Niebieski	32 sztuki	kolorowe
3,8 cm x 9m Zielony	32 sztuki	kolorowe
3,8 cm x 9m Czerwony	32 sztuki	kolorowe
3,8 cm x 9m Żółty	32 sztuki	kolorowe
3,8 cm x 9m Czarny	32 sztuki	kolorowe
3,8 cm x 9m Pomarańczowy	32 sztuki	kolorowe
3,8 cm x 9m Szary	32 sztuki	kolorowe

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny , czerwony , niebieski , pomarańczowy , szary , zielony , żółty