

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/tasma-podciagowa-do-1ss2ss-p-2319.html>



Taśma podciągowa do 1SS/2SS

Numer katalogowy

1SS/2SS

Producent

Orliman

Opis produktu

Stabilizatory stawu skokowego 2SS i 1SS oferują dodatkową opcję. Poprzez dodanie systemu odpowiednio połączonych ze sobą, nieelastycznych taśm, zyskujemy możliwość ograniczania zgięcia podszwowego stopy i lekkiej korekcji pronacyjnego lub supinacyjnego ustawienia śródstopia.

Zastosowanie:

opadająca stopa w przebiegu różnych jednostek chorobowych, zapalenie rozciągna podszwowego, potrzeba ograniczenia zgięcia podszwowego stopy oraz korekcja pronacyjnego lub supinacyjnego ustawienia przodostopia.