

Link do produktu: <https://akmed.pl/tasmy-clx-11-loopow-thera-band-p-7088.html>



Taśmy CLX 11 loopów Thera Band®

Numer katalogowy	6862
Producent	Thera Band

Opis produktu

Taśmy CLX składają się z ciągu 11 pętli o (długość odcinka ok. 200 cm, szerokości: 4 cm, długość jednej pętli: 16 cm). Dzięki takiej formie istnieje możliwość szybkiej zmiany pozycji oraz chwytu podczas ćwiczeń.

Regularny, a zarazem prosty trening z taśmami Thera Band® pociąga za sobą wymierne efekty. Produkty Thera-Band® znajdują także pełną akceptację podczas ćwiczeń ze względu na ich wielostronną możliwość wykorzystania. Małe, przenośne przybory często zalecane są do zastosowania warunkach domowych po okresie intensywnej terapii szpitalnej. Taśmy Thera Band® przyczyniają się do poprawy siły mięśniowej już po krótkim czasie ich używania. Dają one nam możliwość działania na każdą partię mięśniową. Przybory mogą być używane w gabinecie rehabilitacyjnym, w studiu fitness, w klubie sportowym, na urlopie, w hotelu lub w domu. Oryginalne taśmy Thera Band® posiadają na świecie najlepszą rekomendację. Potwierdzają to już od wielu lat prowadzone badania porównawcze.

Taśmy Thera Band® uznane zostały przez Amerykańskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne jako jedyny środek terapeutyczny tego typu.

Zastosowanie: przyrost siły mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchu, poprawa kondycji i koordynacji.

Zalety:

1. Progresywny, prawie liniowy przyrost oporu.
2. Zróżnicowane opory pozwalają na indywidualne dopasowanie wartości obciążenia w zależności od celu terapii czy treningu lub możliwości oraz potrzeb ćwiczącego.
3. Wielostronnego zastosowania.
4. Oznaczone znakiem towarowym gwarantującym wysoką jakość - **pytaj zawsze o oryginał!**
5. Polecane przez terapeutów i trenerów na całym świecie.

Zastosowanie:

- przyrost siły mięśniowej,
- zwiększenie zakresu ruchu,
- poprawa kondycji i koordynacji,
- korekcja wad postawy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant: opór extra mocny , opór maksymalnie mocny , opór mocny , opór specjalnie mocny , opór średni , opór super mocny , opór słaby