

## Tear-light Tape - Mueller

Numer katalogowy **404D-578FA**

Producent **Mueller**



### Opis produktu

- wysoka przylepność i wygoda łatwe oddzielanie i odwijanie
- idealna do wzmacniania obustronnych nakolanników, jako ściągacz oraz
- mocowanie dla ochraniaczy i opatrunków chłodzących
- używany do tapingu stawów skokowych jako ochrona przed kontuzjami
- wysoka elastyczność taśmy

### Dostępne rodzaje:

130632 Biała	5,0 cm x 6,9 m	(24 rolki/opakowanie)
130633 Biała	7,5 cm x 6,9 m	(16 rolek/opakowanie)
130642 Czarna	5,0 cm x 6,9 m	(24 rolki/opakowanie)

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (cm x cm):** 5 x 6,9 , 5,0 x 6,9 czarna , 7,5 x 6,9 , 7,5 x 6,9 czarna