

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-at04003-p-4281.html>

Temblak - AT04003



Numer katalogowy	AT04003
------------------	----------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

AT04003 Temblak

Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach np. złamaniach, łagodnych skręceniach. Służyć może np. w okresie, gdy ręka znajduje się w gipsie, podczas rehabilitacji, a także w zwichnięciach stawu łokciowego.

Wytrzymały, przewiewny materiał gwarantuje komfort, szczególnie podczas noszenia przez dłuższy czas. Uchwyt na kciuk pozwala utrzymać rękę w prawidłowej pozycji.

Rozmiar (w celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć długość przedramienia):

XS (21÷23) ,
S (23,5 ÷ 25,4 cm),
M (25,7 ÷ 30,5 cm),
L (30,8 ÷ 35,6 cm),
XL (35,9 ÷ 40,6 cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS