

---

Dane aktualne na dzień: 14-10-2025 17:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-c-40-p-2122.html>



## Temblak C-40

Numer katalogowy	<b>C-40</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Temblak wykonany jest z veluru, rękaw na przedramię zapina się taśmami velcro od góry, taśma barkowa dopinana do temblaka posiada regulację długości, temblak posiada dodatkową możliwość stabilizacji do tułowia wykorzystując dodatkowy pas.

#### **Zastosowanie:**

podwichnięcia barku, lekkie urazy barku.

#### **Działanie:**

stabilizacja i unieruchomienie stawu łopatkowo-barkowego.

**Dostępne (inne) modele:**C-40N wersja dla dzieci.

**rozmiar uniwersalny.**