
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-c-40-p-2122.html>



Temblak C-40

Numer katalogowy	C-40
Producent	Orliman

Opis produktu

Temblak wykonany jest z veluru, rękaw na przedramię zapina się taśmami velcro od góry, taśma barkowa dopinana do temblaka posiada regulację długości, temblak posiada dodatkową możliwość stabilizacji do tułowia wykorzystując dodatkowy pas.

Zastosowanie:

podwichnięcia barku, lekkie urazy barku.

Działanie:

stabilizacja i unieruchomienie stawu łopatkowo-barkowego.

Dostępne (inne) modele:C-40N wersja dla dzieci.

rozmiar uniwersalny.