

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:07

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-c-42-p-2124.html>



Temblak C-42

Numer katalogowy	C-42
Producent	Orliman

Opis produktu

Wykonany jest z oddychającego materiału, rękaw obejmuje całe przedramię, ponadto taśmę posiada regulację długości oraz poduszkę z neoprenu, która zabezpiecza szyję przed otarciami.

Zastosowanie:

Podwichnięcia w stawie barkowym, stłuczenia i skręcenia obręczy barkowej, zapalenia struktur okołostawowych barku, doleczenie po zabiegach operacyjnych wykonywanych w obrębie kości ramiennej, przy udarach.

Działanie:

Unieruchomienie kończyny górnej, stabilizacja.

Kolor: C-42A (granat), C-42B (beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Długość przedramienia (cm)		36	>42

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S